6年「1 ものの燃えかたと空気」

事前準備 20 分 実 験 20 分

気体検知管を使って,ろうそくが燃える前と燃えたあとの,びんの中の酸素と二酸化炭素の量(体積の割合[%])をくらべよう。

(東京書籍「新しい理科 6上」p13~14)

ものを燃やす前とあとの,空気中の酸素と二酸化炭素の量(体積の割合)の変化を,気体検知管で調べ,ものが燃えると空気中の酸素の一部が使われて,二酸化炭素ができることをとらえる。



▎<用意するもの(グループ)>

ろうそく,集気びん2,集気びんのふた2,燃えさし入れ,マッチ,針金(燃焼さじ),気体採取器,二酸化炭素用検知管(0.03~1%,0.5~8%),酸素用検知管,チップホルダー,ゴムのカバー,ストップウオッチ

## 気体検知管について

気体検知管は,空気中の酸素や二酸化炭素の体積の割合をはかることができる



酸素用検知管(6~24%)

二酸化炭素用検知管(0.03~1%)

二酸化炭素用検知管(0.5~8%)

左の3種類の検知管を用意する。 測定範囲 測定時間 測定方法を必ず確認すること。

#### 留意点

#### <指導のポイント >

気体検知管の先をチップホルダーの穴に入れ,回してきずをつけてから折るとよい。

気体検知管の切り口は , 手を切りやすいので , 直接さわってはいけない。

使用した直後の酸素用検知 管は熱いので,さわっては いけない。


#### < 検知管の処分の仕方 >

「燃えないごみ」として 廃棄します。酸素用検知 管は,検知剤が白色にな ったことを確かめて

廃棄しましょう



【写真1】







# 気体検知管の使い方

気体検知管の両はしをチップ ホルダーで折りとる。 **【写真1**】



折り口でけがをしないように,一方の先(目盛りの数値の小さい側)にゴムのカバーをつける。 【写真2】



の反対側の先を 気体採取器にとりつける。 【写真3】



気体採取器のハンドルをひいて,気体検知管に気体をとりこむ。 【写真4】

# 気体検知管の使い方(つづき)



決められた時間 (1分間)が たってから,変色した部分の目 盛りを読みとる。【**写真5**】



【写真5】

#### 留意点

<検知管の目盛りの読み方> 変色部分の境目を読み 取る。変色部分がなな めになっていたり,う すくなっていたりする 場合は,その部分の中 間の値とする。

<指導のポイント >

集気びんの中に気体検

知管を入れ,ハンドルを引く際,若干の空気の出入りが起こる。そ

のため,体積の割合が

変化してしまうので,

集気びんは大きいサイ

ズのものを使うとよ

L1

### 実験手順

(ア)(イ)の,2本の集気びんを用意する。 【写真6】



(イ)に,火がついている ろうそくを入れてふたをし, 火が消えたら,取り出す。

【写真7】



【写真6】

集気びん (ア)(イ)の中の、酸素の体積の割合を調べる。

【写真8】

(イ)は,(ア)より酸素の体 積の割合が少ない。

二酸化炭素用検知管(0.03~

1%)を使って,二酸化炭素

の体積の割合も調べる。はか

りきれないときは,二酸化炭

素用検知管(0.5~8%)も

(イ)は、(ア)より二酸化

使って調べる。

終了後 , と同じ手順で



【写真7】



【写真8】

# <集気びんの数がたりない場合>

1つの集気びんで実験 する場合は,次の手順 で行う。

- (1)集気びんの中の 空気の酸素と二酸 化炭素の体積の割 合を調べる。
- (2)火がついたろう そくを入れ,火が 消えたら,取り出 して中の空気の酸 素と二酸化炭素の 体積の割合を調べ る。

# 炭素の体積の割合が多い。

#### <実験結果例(ア)>

酸素

二酸化

炭素



約 21%



0.03%

#### <実験結果例(イ)>



約 17%





約 2%

- 2 -