# 実験 16 シリンジで気体の分子量を測定する~分子量~

<目的>シリンジで一定の体積の気体をはかりとり、相対値から分子量を求める。

# く準備>

[器具] 三方コック、プラスチック注射器、釘、電子天秤(最小単位 O.OO1g) [薬品] 酸素、二酸化炭素、ブタン

# <方法>

① 真空状態 50mL の質量を測定する。

三方活栓のシリンジ側を開け、シリンジ内の空気を全て押し出したら、三方活栓のシリンジ側を閉じ、50mLを超えるまでピストンを引っ張り真空状態にし、ピストンの孔に釘を差し込んで固定する。この状態で注射器の質量を電子天秤で測定し、記録する。

② 酸素 50mL を封入し質量を測定する。

三方活栓のシリンジ側を開け、シリンジと逆側の栓に酸素ボンベをつなぐ。酸素を50mL以上入れ、 ピストンの孔に釘を差し込み、ピストンが止まるところまで押し、三方活栓のシリンジ側を閉じる。 この状態で注射器の質量を電子天秤で測定し、記録する。

③ 二酸化炭素 50mL を封入し質量を測定する。 釘を外して三方活栓のシリンジ側を開き、シリンジ内の酸素をすべて押し出す。②と同様に二酸化 炭素 50mL の質量を測定し、記録する。

④ ブタン 50mL を封入し質量を測定する。

③と同様にして質量を測定し、記録する。

# <結果> 結果を表に記録する。理論値は調べて記入する。

	真空の注射器の	気体を入れた	気体の質量[g]	求めた分子量	分子量
	質量[g] <b></b>	注射器[g]₩	∅-\$		(理論値)
空気				29	29
酸素					
$O_2$					
二酸化炭素					
CO <sub>2</sub>					
ブタン					
C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>					

# く考察>

① 空気	瓜との相対値から酸素	,二酸化炭素,	ノタンの分子量	を求め、表に記ん	(する。	
② 求め	た分量と理論値を比	べてわかること	は何か。			
	_					
<わかっ	たこと>					
<感想>	<b>-</b>					

年 組 番 氏名